

# Hygienehinweise zum inmuRELAX und inmuDANCE

In dieser besonderen Zeit liegt ein besonderer Schwerpunkt auf guter Hygiene. Der **inmu** ist so konzipiert, dass er berührt werden kann und in engem physischen Kontakt mit dem Benutzer steht, weshalb er auch leicht zu waschen und zu pflegen ist. Hier haben wir einen Überblick darüber, wie Sie Ihren **inmu** einfach reinigen können.

## Unser Rat zu guter **inmu**-Hygiene:

- Alle Arten von Inmu-Bezügen können entfernt und in der Waschmaschine oder von Hand gewaschen werden. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Etikett oder finden Sie Informationen auf unserer Website <https://inmutouch.com/de/support/>
- Wir empfehlen Ihnen, die Waschanleitung zu befolgen. Es ist jedoch möglich, das **inmuDANCE**-Bezüge sowie **inmuRELAX**-Polyesterbezüge bei 95 ° C \* zu waschen, wenn eine erhöhte Hygiene erforderlich ist. (Hinweis: Dies gilt nicht für **inmuRELAX**-Bezüge aus Bio-Baumwolle.) \*Das Waschen bei höheren Temperaturen kann zu geringfügigen Veränderungen der Farbe und Qualität des Bezuges führen.
- Sowohl der äußere als auch der innere Bezug des **inmu** können mit einem feuchten Tuch mit Wasser und Seife abgewischt und mit einem Desinfektionstuch oder anderen ethanolhaltigen Mitteln gereinigt werden.
- Wenn der **inmu** von mehreren Benutzern verwendet wird, z. B. in einer Einrichtung, empfehlen wir den Kauf zusätzlicher Bezüge. Somit kann der Bezug gewechselt werden, bevor ein neuer Benutzer den Inmu in die Hände bekommt.
- Es ist nicht genau bekannt, wie lange Viren auf Oberflächen überleben können, aber es wird geschätzt, dass es einige Stunden bis einige Tage sein können. Die Infektion kann nicht allein durch Berühren von Objekten übertragen werden, auf denen das Virus vorhanden ist. Bei einer Infektion muss das Virus mit den Schleimhäuten von Mund, Nase oder Augen in Kontakt kommen. Wir empfehlen Ihnen, den Rat des Gesundheitsamts zu befolgen, um das Infektionsrisiko zu reduzieren: <https://www.sst.dk/en/corona>.

