

# Protac SenSit & Protac SenSit Puff

– der Sessel mit den Kugeln, zur Sinnesstimulierung und zur Beruhigung



Die spezielle Form dieses mit Kugeln gefüllten Sessels umschliesst den Körper und erzeugt dadurch sensorische Stimulation. Das Produkt wurde auf der Grundlage der sensorischen Integrationstherapie entwickelt. Der punktuelle Druck, hervorgerufen durch die flexiblen Kunststoffkugeln des Sessels, stimuliert Tast- und Bewegungssinn (Muskeln und Gelenke). Die zahlreichen Sinneseindrücke senden Impulse ans zentrale Nervensystem. Dies wirkt sich beruhigend aus und es stellen sich ein besseres Körpergefühl und ein erhöhtes Wohlbefinden ein.

## **Ruhe und Konzentration**

Für Kinder und Erwachsene mit Konzentrationsschwächen ist das Sitzen in diesem Sessel von grossem Nutzen. Da das Gewicht der Seiten- und Nackenkissen für ein Geborgenheitsgefühl sorgt, kann sich die darin sitzende Person besser konzentrieren und länger entspannen. Viele Personen benutzen den Sessel für Computerarbeiten, Haus- oder andere Aufgaben, die Konzentration erfordern.

## **Bessere Ruhestellung**

Protac SenSit empfiehlt sich auch als Ergänzung für Rollstuhlbenutzer. Der Sessel ist sehr stabil. Dank der flexiblen Kugeln passt er sich dem Benutzer an, sorgt für eine gute Ruhestellung und dämpft ebenfalls vorhandene Spastizität.

## **Attraktives Design für individuelle Bedürfnisse**

Durch sein frisches, ansprechendes Design passt dieser Sessel zu Hause ebenso wie in Schulen, Kindergärten und Institutionen. Protac SenSit ist mit Bezügen in verschiedenen Ausführungen und Farben erhältlich. Der Sessel ist in zwei Höhen lieferbar – für Personen mit Körpergrössen unter oder über 1,80 m.

## **Protac SenSit Puff**

Er kann zusammen mit dem Sessel als Bein-/Fussstütze oder einzeln als Hocker für Kinder zum Einsatz kommen. Der punktuelle Druck von den an der Oberseite des Puffs angebrachten Kugeln wirkt stimulierend und lässt den eigenen Körper besser wahrnehmen. Die Kugeln wirken sich stimulierend auf die Sinne aus. Darauf zu sitzen ist angenehm und witzig.

Designstudio: Grønlund Design

Protac SenSit ist zum Patent angemeldet.

Einsatzmöglichkeiten  
des Protac SenSit:

ADHS  
Angst  
Anorexie  
Apoplexie  
Autismus  
Ataxie  
Cerebrale Lähmung  
Demenz  
Depression  
Entwicklungsstörungen  
Epilepsie  
Frühgeborene  
Geistige Behinderung  
Hirnverletzungen  
Chorea Huntington  
Hyperaktivität  
Konzentrationsprobleme  
Mehrfachbehinderung  
Missbrauch  
Multiple Sklerose  
Zwangssyndrom  
Parkinson  
Psychosen  
Sinnesstörungen  
Schizophrenie  
Schmerzen  
Spastizität  
Stress  
Schlafstörungen  
Wahrnehmungsstörung  
Taubblindheit  
Tourette-Syndrom



**northcare**  
Nydegger  
Zimmerwaldweg 15  
CH - 3123 Belp  
Tel +41 031 812 08 37  
mail@northcare.ch  
www.northcare.ch



# Protac SenSit & Protac SenSit Puff

## **Anwendungsmöglichkeiten**

Der Stuhl dient als normaler Ruhesessel, bei dem die Kugeln in der Rückenlehne und im Sitz stimulierend wirken. Zudem lassen sich auch Seiten- und Nackenflügel um den Oberkörper schlagen, wodurch eine zusätzliche Stimulierung zur Entspannung des Körpers erreicht wird. Besonderes bei Lähmungen und Sensibilitätsstörungen ist auf mögliche unangenehme Druckstellen zu achten.

## **Einführung des Sessels**

Benutzen Sie den Sessel zuerst ohne die Flügel und fügen Sie sie dann je nach Lust und Bedarf hinzu. Die assistierende Person kann die Flügel eventuell sanft an die Person im Sessel drücken. Damit spürt sie die zusätzliche Stimulierung durch die Kugeln und kann sich dadurch besser entspannen. Es ist ebenfalls darauf zu achten, dass sich die Person wohl fühlt, ihr nicht zu warm ist und keine Kugeln stören oder unangenehm drücken. Wichtig ist es ebenfalls, den Sessel vor jedem Gebrauch kurz zu schütteln.

Die Polystyrolkugeln pressen sich mit der Zeit immer mehr zusammen. Deshalb wird empfohlen den Sessel von Zeit zu Zeit auf den Kopf zu stellen und zu schütteln, damit sich die Kugeln wieder lockern.

## **Produktinformation**

Der Ruhesessel ist in Stoffkammern unterteilt, die aus Polyester bzw. Polyester CS (flammschutzfähig) bestehen. Der Innensack besteht aus einem mit Polystyrolkugeln gefüllten Unterteil, an den eine zweigeteilte mit Kunststoffkugeln gefüllte Kammer festgenäht ist. Am Unterteil und Rückenteil des Innensacks sind zur korrekten Befestigung in der Schale Klettverschlussbänder angebracht. Das Gewicht des Sessels beträgt ca. 15 kg

## **Waschen und Pflege**

Außenbezug und Innensack sind in der Maschine waschbar (Kapazität 16 kg). Siehe auch Anleitung im Sessel.

## **Protac SenSit Puff**

### **Produktinformation**

Der Puff besteht aus Polyester bzw. Polyester CS (flammschutzfähig). Er setzt sich aus zwei Kammern zusammen: Der Innensack besteht aus einem mit Polystyrolkugeln gefüllten Unterteil an den eine Kammer mit Kunststoffkugeln festgenäht ist. Am Unterteil des Innensacks sind zur korrekten Befestigung des Bezuges Klettverschlussbänder angebracht.

### **Waschen und Pflege**

Der Bezug des Hockers ist waschmaschinenfest. Der Innensack lässt sich in einer Industriewaschmaschine (Kapazität 16 Kg) oder von Hand waschen. Siehe auch Anleitung im Puff.

Protac Sensit ist zum Patent angemeldet